

Лабораторный набор диодов Шоттки LABSCHOT2

LL101C	$I_{FAV} = 15\text{mA}$ $V_{RRM} = 40\text{V}$
LL101B	$I_{FAV} = 15\text{mA}$ $V_{RRM} = 50\text{V}$
SGL34-20	$I_{FAV} = 500\text{mA}$ $V_{RRM} = 20\text{V}$
SGL34-40	$I_{FAV} = 500\text{mA}$ $V_{RRM} = 40\text{V}$
SGL34-60	$I_{FAV} = 500\text{mA}$ $V_{RRM} = 60\text{V}$
SGL34-100	$I_{FAV} = 500\text{mA}$ $V_{RRM} = 100\text{V}$
SGL1-40	$I_{FAV} = 1,0\text{A}$ $V_{RRM} = 40\text{V}$
SGL1-60	$I_{FAV} = 1,0\text{A}$ $V_{RRM} = 60\text{V}$
SGL1-90	$I_{FAV} = 1,0\text{A}$ $V_{RRM} = 90\text{V}$

В наборе 9 номиналов по 50шт.



Корпус: MiniMELF

Наборы собраны из диодов Шоттки компании DIOTEC:

